

เตาเผาความร้อนสูง รุ่น MT1205-B2

จากประเทศตุรกี



- เตาเผา Magma Therm เป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานแบบ Heavy duty ซึ่งช่วยให้ตัวเครื่องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับ PID control ซึ่งทำให้การตั้งค่าในการทำงานแม่นยำยิ่งขึ้น
- ช่องเตาเผาทำด้วยอิฐทนความร้อนสูง ป้องกันรอยขีดข่วน

คุณสมบัติตัวเครื่อง	
รุ่น	MT1205-B2
อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถตั้งได้	1200°C
อุณหภูมิสูงสุด (สำหรับโหมดการทำงานต่อเนื่อง)	1175°C
กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในการทำงาน	2000 วัตต์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	9.1 แอมป์
ใช้กระแสไฟฟ้า	220V / 50Hz
ระดับความจุภายในช่องทำความร้อน	5 ลิตร
ขนาดภายในเตาเผา (กว้าง X สูง x ลึก)	15 x 15 x 23 ซม.
ขนาดตัวเครื่องภายนอก (กว้าง X สูง x ลึก)	48 x 64 x 64 ซม.
น้ำหนักตัวเครื่อง (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์)	58 กิโลกรัม
น้ำหนักตัวเครื่อง (รวมบรรจุภัณฑ์)	62 กิโลกรัม
คุณสมบัติตัวควบคุมการทำงานรุ่น B2	
อัตราในการทำความร้อน	3 - 20°C / นาที
การแสดงผลบนหน้าจอ	แสดงข้อมูล 4 บรรทัด
โปรแกรมการทำงานทำความร้อน	2 ขั้นตอน
หน่วยความจำ	บันทึกโปรแกรมการทำงานได้ 2 โปรแกรม