



HECAI



LS-850Eb
Emergency Trolley



คุณสมบัติ :

1. โครงสร้างโลหะเคลือบสี อลูมิเนียม สแตนเลสและพลาสติก ABS
2. ขนาด (มิต) : 52 cm x 85 cm x 101 cm, ล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 cm, ดิสเบรค 2 ล้อหน้า
3. ชั้นแต่ละชั้นทำจาก โลหะเคลือบสี ด้านในถาดทำจากพลาสติก ABS ปรับเปลี่ยนขนาดช่องใส่ของตามแต่ต้องการได้ในทุกๆชั้น , ด้านบนติดแผ่นสแตนเลส ขนาด 46.5 x 51.5 cm, ชั้น 1,2 มีขนาด 36.5 x 52.5 x 4.7 cm, ชั้น 3,4 มีขนาด 36.5 x 52.5 x 11.5 cm, ชั้น 5 (ล่างสุด) มีขนาด 36.5 x 52.5 x 18.7 cm, ด้านข้าง(บน)มีถาดพลาสติก ขนาด 39.5 x 38 cm สอดเก็บมิดชิดที่ด้านบนของตัวรถ ถัดลงมามีช่องใส่สารัท ขนาด 39.5 x 29.5 x 7 cm
3. อุปกรณ์มาตรฐาน : เสาเหล็กแบบยืดหดได้ (สูง - ต่ำ) 122 - 190 cm, แท่นวางจอมอนิเตอร์ด้านบน ขนาด 33 x 40 cm พร้อมสายรัด 3 เส้น, แผ่น CPR Board ขนาด 42 x 54.5 cm, ที่ใส่แท่ง Oxygen, กล่องทิ้งเข็ม, ถังขยะ 2 ใบ ขนาด 19 x 17.5 x 25.5 cm, ภูเขาไฟ 2 ดอก และช่องต่อปลั๊กไฟแบบ 3 ขา ที่ด้านหลังตัวรถ
4. น้ำหนักรวม : 72 kg.